



ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE: The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable of performing the directions, warnings and cautions in the information for use.

INTENDED USE/INDICATIONS: The DonJoy OA Nano, 4Titude OA Nano and OA Adjuster are designed to provide support to the knee. They may be suitable for those suffering from uni-compartmental knee osteoarthritis and may help to relieve pain. Soft-good/semi-rigid designed to restrict motion through elastic or semi-rigid construction.

CONTRAINDICATIONS: Do not use if you are allergic to any of the materials contained within this product.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

This product is to be prescribed and fitted by a qualified healthcare professional.
• The frequency, duration of use and directions for use should be determined by your prescribing healthcare professional.
• The brace should be worn directly against skin.
• Braces should not be worn on both left and right legs during activities that may cause the braces to contact each other resulting in potential loss of control and injury.
• If discomfort, pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
• Do not use the device if it is damaged and/or the packaging has been opened.

NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

APPLICATION INFORMATION:

PRE-APPLICATION (performed only at initial fitting): With the patient standing, apply the brace frame to the leg without applying the straps. Adjust the brace's varus / valgus alignment to fit the patient's leg contours by adjusting the screws located immediately above and below the hinge with the enclosed Allen wrench (Fig. 1). Screws will feel loose when a neutral brace position is achieved.

APPLICATION:

A) While seated at the edge of a chair, flex knee to 45° and slip on brace (Fig. 2).
B) Enter the hinges 1 inch (2.5 cm) above the top of the knee cap and slightly behind the midline of the leg and attach straps #1 and #2 (Fig. 3).
C) Push both hinges toward the back of the leg and then attach strap #3 (Fig. 4).
D) Draw the hinges forward slightly, but not beyond the midline of the leg, and attach the anti-migration band. Then attach straps #4 and #5 (Fig. 5). For ant-migration band will need to be applied, located in accessory bag. See ant-migration band application instructions.
E) The hinges should center just above the top of the knee cap and slightly behind the midline of the leg (Fig. 6).
F) Once the brace is on, perform knee bends and walk around to verify no brace straps occur (Fig. 7). If necessary, tighten the straps in the numbered order. The strap lengths can be adjusted beneath the strap pad (Fig. 8).

STRAP PAD APPLICATION (FOR ON NANO ONLY): For additional comfort, five (5) strap pads are included in the accessory bag. These are placed internally on each strap (via Velcro attachment) to enhance overall fit and comfort.

ANTI-MIGRATION BAND APPLICATION: The anti-migration band is used to enhance brace suspension (if needed). Separate application instructions are located in the accessory bag or the OA Nano and 4Titude OA Nano users. The anti-migration band is already attached on all OA Adjuster versions. If removed, please refer to the application instructions to reapply.

HINGE STOP INSTALLATION INSTRUCTIONS : Detach both condyle pads. Insert 10* extension stops into the front of both hinges. Insert and tighten supplied screws into both hinges (Fig. 9). Re-attach both condyle pads.

CLEANING INSTRUCTIONS : Regular Cleaning of components is recommended. A dry lubricant such as Teflon™ spray may be applied to the hinge's internal mechanism and is recommended following use in water. Inspect the hinge screws periodically and tighten if loose. To clean liners and condyle pads, hand wash in 30°C / 85°F cold water using mild soap, rinse thoroughly, and air dry. Residual soap may cause irritation and deteriorate material.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL DTE DE BISAGRA: degradación de elementos sinterizables condilares. Inserte los tornillos de extensión de 10* en la parte delantera de ambas bisagras. Inserte en ambas bisagras los tornillos suministrados y apriételos (Fig. 9). Vuelva a colocar ambas almohadillas condilares.

MATERIAL CONTENTS:
Frame - Magnesium
Loading Mechanism - Aluminum & Steel
Hinge - Aluminum & Nylon
Strap pads - Nylon & EVA

Intended for use on a single patient.
RX ONLY

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

TO ORDER A REPLACEMENT KIT, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DJO REPRESENTATIVE.

MATERIAL DE LAS PARTES:
Armadura - magnesio
Mecanismo de carga - aluminio y acero
Bisagra: aluminio y acero
Lenguetas para las correas: aluminio y nailon
Productos flexibles: nailon y EVA

Concebido para su utilización en un solo paciente.

SOLO CON RECETA MÉDICA.

NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

PARA PEDIR UN KIT DE REPUESTO, PONGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE LOCAL DE DJO.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSATZ MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEgeben WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

PERFIL DEL USUARIO PROFESIONAL: El usuario previsto debe ser un profesional médico o enfermero, el paciente o el cuidador del paciente. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

USO INTENSO/INDICACIONES: Los dispositivos OA Nano, 4Titude OA Nano y OA Adjuster están diseñados para proporcionar soporte a la rodilla. Pueden ser adecuados para quienes sufren de osteoartritis unicompartmental de rodilla u pueden ayudar a aliviar el dolor. Producto blando/semirígido diseñado para restringir el movimiento a través de una construcción elástica o semirígida.

CONTRAINDICACIONES: No usar si es alérgico a alguno de los materiales contenidos within this product.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Este producto debe ser prescrito y aplicado por un profesional sanitario.
• El frecuencia, duración de uso y direcciones para uso should be determined by your prescribing healthcare professional.
• The brace should be worn directly against skin.
• Braces should not be worn on both left and right legs during activities that may cause the braces to contact each other resulting in potential loss of control and injury.
• If discomfort, pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
• Do not use the device if it is damaged and/or the packaging has been opened.

NOTA: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

INFORMACIÓN SOBRE EL USO

PRE-APPLICATION (se realiza durante el ajuste inicial): con el paciente de pie, coloque el armazón de la abrazadera sobre la pierna sin ajustar las correas. Ajuste la alineación de varus/valgo de la abrazadera para que se adapte al contorno de la pierna del paciente, ajustando los tornillos ubicados directamente encima y debajo de la bisagra con la llave Allen que se incluye (Fig. 1). Cuando se alcance la posición neutra de la abrazadera, los tornillos se sentirán flojos. Siga ajustando los tornillos hasta alcanzar la carga deseada.

APPLICATION:

A) Mientras está sentado en una silla, doble la rodilla a 45° y deslicela al interior de la abrazadera (Fig. 2).
B) C) Entrar las bisagras 1 inch (2.5 cm) sobre la parte superior del muslo y fijarlas directamente contra la piel (Fig. 3).
C) D) D) Entrar las bisagras hacia adelante ligeramente, pero no más allá de la mitad de la rodilla y fijarlas directamente contra la piel (Fig. 4).
E) F) G) Una vez que la abrazadera esté centrada sobre la rodilla, apriete los tornillos (Fig. 5). Si es necesario, apriete los tornillos en el orden establecido. Las correas se ajustarán automáticamente a medida que se aumente la carga.

APPLICATION DE LAS CORREAS (SÓLO PARA OA NANO):

Para una comodidad adicional, se incluyen cuatro (4) almohadillas para las correas en la bolsa de accesorios. Estas se colocan internamente en cada correa (con la sujeción de Vélocro) para mejorar la adaptación y comodidad general.

APPLICATION DE LA ALMOHADILLA PARA LAS CORREAS (SÓLO PARA OA NANO):

Para una comodidad adicional, se incluyen cuatro (4) almohadillas para las correas en la bolsa de accesorios. Estas se colocan internamente en cada correa (con la sujeción de Vélocro) para mejorar la adaptación y comodidad general.

APPLICATION DE LA BANDA ANTI-MIGRACIÓN:

La banda anti-migración es ya adjunta en el OA Nano y 4Titude OA Nano. Se deben aplicar las correas de la banda anti-migración en la bolsa de accesorios. Consulte las instrucciones de aplicación de la banda anti-migración.

APPLICATION DE LAS IMBOTILLAS PARA LA CINGHA (SOLO PARA OA NANO):

Para mayor confort, en la bolsa de accesorios se incluyen cuatro (4) imbotillas para la cingha para mejorar la estabilidad y la comodidad.

VERWENDUNG DER GURTPOLSTERS (NUR FÜR OA NANO UND 4TITUDE OA NANO):

Das Zubehör Kit enthält vier (4) Gurtpolster und sonstig für einen erhöhten Komfort. Diese Gurtpolster werden von Ihnen an jedem Gurt (mit einem Klettverschluss) angebracht und sorgen für einen besseren Sitz und einen erhöhten Komfort.

APPLICATION DE LA BANDA ANTI-MIGRACIÓN-BAND:

La banda anti-migración-Band wird (gegebenenfalls) zur Unterstützung der Orthesebefestigung verwendet. Eine gesonderte Gebrauchsanweisung befindet sich in den Zubehörbeuteln von OA Nano und 4Titude OA. Alle OA Adjuster-Versionen verfügen bereits über das Anti-Migrations-Band. Wenn Sie das Band entfernen und erneut anbringen möchten, bitten Sie, sich an die Anwendungshinweise zu halten.

INSTRUCIONES DE INSTALACIÓN DEL DTE DE BISAGRA:

degradación de elementos sinterizables condilares. Inserte los tornillos de extensión de 10* en la parte delantera de ambas bisagras. Inserte en ambas bisagras los tornillos suministrados y apriételos (Fig. 9). Vuelva a colocar ambas almohadillas condilares.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

se recomienda la limpieza regular de los componentes. Después de lavar dentro de agua, se recomienda aplicar un lubricante sólido o el aerosol Teflon™ en el mecanismo interno de la bisagra. Revise periódicamente los tornillos de la bisagra y apriételos si están flojos. Para limpiar los revestimientos y las almohadillas condilares, lávelos a mano con agua fría a 30 °C y jabón suave, enjuáguelos bien y séquelos al aire libre. Los restos de aceite de la bisagra pueden causar irritación y estropear el material.

GARANTÍA:

DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto o su equipamiento, por defectos de material o fabricación, durante un período de seis meses posteriores a la fecha de venta para los productos flexibles y de un año para los armazones y bisagras de las abrazaderas.

MATERIAL DE LAS PARTES:

Frame - Magnesium

Mecanismo de carga - Aluminio y acero

Bisagra: aluminio y acero

Lenguetas para las correas: aluminio y nailon

Productos flexibles: nailon y EVA

Concebido para su utilización en un solo paciente.

SOLO CON RECETA MÉDICA.

NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

PARA PEDIR UN KIT DE REPUESTO, PONGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE LOCAL DE DJO.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSATZ MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEgeben WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRÄUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

PERFIL DEL USUARIO PROFESIONAL: El usuario previsto debe ser un profesional médico o enfermero, el paciente o el cuidador del paciente. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

USO INTENSO/INDICACIONES: Los dispositivos OA Nano, 4Titude OA Nano y OA Adjuster están diseñados para proporcionar soporte a la rodilla. Pueden ser adecuados para quienes sufren de osteoartritis unicompartmental de rodilla y pueden ayudar a aliviar el dolor. Producto blando/semirígido diseñado para restringir el movimiento a través de una construcción elástica o semirígida.

CONTRAINDICACIONES: No usar si es alérgico a alguno de los materiales contenidos within this product.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Este producto debe ser prescrito y aplicado por un profesional sanitario.
• La frecuencia y la duración de uso deben ser determinadas por el profesional sanitario que prescribió este dispositivo es quien debe determinar la duración de uso y las indicaciones y advertencias de uso.
• El uso de la articulación de la rodilla debe ser directo contra la piel.
• Los sujetadores no deben ser usados en ambos pies (derecha e izquierda) durante la ejecución de actividades en las que estos puedan entrar en contacto entre sí.
• Si se producen molestias, dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier otra reacción poco frecuente durante el uso de este producto, debe contactarse con su médico inmediatamente.
• No utilice el dispositivo si está dañado y/o si la envoltura ha sido abierta.

NOTA: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

INFORMACIÓN SOBRE EL USO

PRE-APPLICATION (realizada únicamente en la instalación inicial): Con el paciente de pie, aplique la abrazadera sobre la pierna sin ajustar las correas. Ajuste la alineación varus/valgo de la abrazadera para que se adapte al contorno de la pierna del paciente, ajustando los tornillos ubicados directamente encima y debajo de la bisagra con la llave Allen que se incluye (Fig. 1). Cuando se alcance la posición neutra de la abrazadera, los tornillos se sentirán flojos. Siga ajustando los tornillos hasta alcanzar la posición deseada.

APPLICATION:

A) Mientras está sentado en una silla, flexione la rodilla a 45° y póngala sobre la abrazadera (Fig. 2).
B) Inserte las bisagras 1 inch (2.5 cm) sobre la parte superior del muslo y fijarlas directamente contra la piel (Fig. 3).
C) D) E) F) G) Una vez que la abrazadera esté centrada sobre la rodilla, apriete los tornillos (Fig. 5). Si es necesario, apriete los tornillos en el orden establecido. Las correas se ajustarán automáticamente a medida que se aumente la carga.

APPLICATION DE LAS CORREAS (SÓLO PARA OA NANO):

Para una comodidad adicional, se incluyen cuatro (4) almohadillas para las correas en la bolsa de accesorios. Estas se colocan internamente en cada correa (con la sujeción de Vélocro) para mejorar la adaptación y comodidad general.

APPLICATION DE LA ALMOHADILLA PARA LAS CORREAS (SÓLO PARA OA NANO):

Para una comodidad adicional, se incluyen cuatro

