



ENGLISH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH	ITALIANO	NEDERLANDS	ČEŠTINA	SLOVENČINA
BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.	VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.	ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO, POR FAVOR, LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE MANERA COMPLETA Y ATENTA. LA APLICACIÓN CORRECTA ES VITAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO.	VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS BITTE DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DES PRODUKTS IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.	PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO, LEGGERE LE ISTRUZIONI CHE SEGUONO COMPLETAMENTE E CON ATTENZIONE. L'APPLICAZIONE CORRETTA È FONDAMENTALE PER IL FUNZIONAMENTO APPROPRIATO DEL DISPOSITIVO.	LEES DE VOLGENDE INSTRUCTIES VOLLEDIG EN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. DE JUISTE TOEPASSING IS VAN VITAAL BELANG VOOR DE GOEDE WERKING VAN HET APPARAAT.	PŘED POUŽITÍM POMŮCKY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ. SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ JE ZÁSADNÍ PRO ŘÁDNOU FUNKCI TOHOTO VÝROBKU.	PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI POZORNE A DOKLADNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY. SPRÁVNE POUŽITIE JE NEVYHNUTNÉ PRE SPRÁVNE FUNGOVANIE ZARIADENIA.
INTENDED USER PROFILE The intended user should be a licensed medical professional, the patient, the patient's caretaker, or a family member providing assistance. The user should be able to read, understand and be physically capable of performing all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.	PROFIL DE L'UTILISATEUR L'utilisateur visé doit être un professionnel de la santé agréé, le patient, le soignant du patient ou un membre de la famille apportant une assistance. L'utilisateur doit être capable de lire, de comprendre et être physiquement capable d'exécuter toutes les instructions, mises en garde et précautions fournies dans les consignes d'utilisation.	PERFIL DEL ADAPTADOR El usuario sugerido debería ser un profesional médico autorizado, el paciente, el cuidador del paciente o un miembro de su familia que proporcione asistencia. El usuario deberá poder leer, entender y ser físicamente capaz de cumplir con todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.	ANWENDERPROFIL Der Anwender sollte eine zugelassene medizinische Fachkraft, der Patient, der/die Betreuer/in des Patienten oder ein betreuendes Familienmitglied sein. Der Anwender sollte in der Lage sein. Die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zu lesen, zu verstehen und physisch in der Lage sein, diese auszuführen.	PROFILO UTENTE FINALE L'utilizzatore può essere un professionista medico abilitato, il paziente, l'assistente del paziente o un membro della famiglia che lo assiste. L'utilizzatore deve poter leggere, comprendere ed essere fisicamente in grado di eseguire tutte le indicazioni, le avvertenze e le precauzioni fornite nelle istruzioni per l'uso.	BEOOGD GEBRUIKERSPROFIEL De beoogde gebruiker moet een erkende medisch professional zijn of een patiënt, een zorgverlener van de patiënt of een familielid dat ondersteuning biedt. De gebruiker moet in staat zijn om alle aanwijzingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing te lezen en te begrijpen en moet fysiek in staat zijn om deze uit te voeren.	PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE Zamýšľaným užívateľom by mať byť kvalifikovaný lekársky odborník, pacient, osoba pečujúci o pacienta alebo rodinný príslušník poskytujúci pomoc. Užívateľ by mať byť schopný prečítať, porozumieť a byť fyzicky schopný vykonávať všetky pokyny, výstrahy a upozornenia uvedené v informáciách pro použití.	ZAMÝŠĽANÝ POUŽÍVATEĽSKÝ PROFIL Zamýšľaným používateľom by mal byť lekár s licenciou, pacient, ošetrovateľ pacienta alebo rodinný príslušník poskytujúci pomoc. Používaťel by mal byť schopný prečítať, porozumieť a byť fyzicky schopný vykonávať všetky pokyny, výstrahy a upozornenia uvedené v informáciách na používanie.
INTENDED USE/INDICATIONS • Helps to relieve pain in the toe area. • Helps to reduce pressure on the toes and metatarsal heads. • Helps to maintain the toes in good position.	UTILISATION/INDICATIONS • Aide à atténuer la douleur dans la région des orteils. • Aide à diminuer la pression sur les orteils et les extrémités des métatarsiens. • Aide à maintenir les orteils dans une position correcte.	USO PREVISTO/ INDICACIONES • Ayuda a aliviar el dolor en la zona de los dedos del pie. • Ayuda a reducir la presión en los dedos y las cabezas metatarsianas. • Ayuda a mantener los dedos en una posición correcta.	VORGESEHENE VERWENDUNG/INDIKATIONEN • Hilft, Schmerzen im Zehenbereich zu lindern. • Hilft, Druck auf die Zehen und Metatarsalköpfchen zu vermeiden. • Hilft, die Zehen gut positioniert zu halten.	USO PREVISTO/INDICAZIONI • Contribuisce ad alleviare il dolore nell'area delle dita. • Contribuisce a ridurre la pressione sulle dita e sulle teste metatarsali. • Contribuisce a mantenere le dita in una buona posizione.	BEDOELD GEBRUIK/INDICATIES • Verlicht pijn rond de tenen. • Verlicht de druk op de tenen en de middenvoetsbeentjes. • Houdt de tenen in de juiste positie.	URČENÉ POUŽITÍ/INDIKACE • Pomáhá uľaviť od bolesti v oblasti prstů na noze. • Pomáhá zmierniť tlak na prsty na nohu a metatarzálni hlavičky. • Pomáhá udržiavať prsty na nohu v správnej poloze.	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/INDIKÁCIE • Pomáha zmierniť bolesť v oblasti prsta na nohe. • Pomáha znižovať tlak na prsty a priehlavkové hlavice. • Pomáha udržiavať prsty v dobrej polohe.
Performance characteristics: Providing mild protection of a limb or body segment for acute and prophylactic (preventive) care.	Caractéristiques de performance : Protection légère d'un membre ou d'un segment du corps pour les soins aigus et prophylactiques (préventifs).	Características funcionales: Proporciona una suave protección en la extremidad o segmento del cuerpo para cuidados (preventivos) agudos y profilácticos.	Leistungsmerkmale: Sanfter Schutz einer Gliedmaße oder eines Körpersegments für Akut- oder prophylaktische (präventive) Versorgung.	Caratteristiche prestazionali: protezione lieve di un arto o di un segmento corporeo per trattamento in fase acuta e di prevenzione.	Prestatiekenmerken: Zorgt voor matige bescherming van een ledemaat of lichaamsdeel voor ernstige en profylactische (preventieve) zorg.	Charakteristiky výkonnosti: Poskytuje miernu ochranu končetinej pro akutní a profylaktickou (preventivní) péči.	Výkonnostné charakteristiky: Poskytuje miernu ochranu končatin alebo tela pre akútnu a profylaktickú (preventívnu) starostlivosť.
CONTRAINDICATIONS • If you have the following conditions please consult a physician before using the device: gout attack, peripheral arterial disease or impaired blood circulation, rheumatic diseases, hypersensitivity to pressure, base joint arthritis, polyneuropathy or soft tissue swelling. • Do not use this device if you have skin diseases or injuries in the affected area of the body. • Any known allergies to the medical devices materials.	CONTRE-INDICATIONS • Si padece de alguna de las siguientes afecciones, consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo: crisis de gota, enfermedades reumáticas, hipersensibilidad a la presión, artritis de las articulaciones de base, polineuropatía o tumefacción de los tejidos blandos. • No use este dispositivo si padece enfermedades de la piel o lesiones en la zona afectada del cuerpo. • Toute allergie connue aux matériaux des dispositifs médicaux.	CONTRAINDICACIONES • Si padece de alguna de las siguientes afecciones, consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo: crisis de gota, enfermedad arterial periférica o trastorno de la circulación sanguínea, enfermedades reumáticas, hipersensibilidad a la presión, artritis de la articulación basal, polineuropatía o inflamación del tejido blando. • No utilice este dispositivo si padece enfermedades de la piel o lesiones en la zona afectada del cuerpo. • No lo utilice si tiene cualquier alergia conocida a los materiales del dispositivo médico.	KONTRAINDIKATIONEN • In presenza delle condizioni che seguono, consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo: attacco di gotta, arteriopatia periferica o cattiva circolazione sanguigna, malattie reumatiche, ipersensibilità alla pressione, artrosi all'articolazione dell'alluce, polineuropatia o gonfiore dei tessuti molli. • Non utilizzare il tutore in caso di presenza di malattie o lesioni della pelle nell'area del corpo interessata. • Eventuali allergie note ai materiali del dispositivo medico.	CONTROINDICAZIONI • In presenza delle condizioni che seguono, consultare un medico prima di utilizzare il tutore: attacco di gotta, arteriopatia periferica o cattiva circolazione sanguigna, malattie reumatiche, ipersensibilità alla pressione, artrosi all'articolazione dell'alluce, polineuropatia o gonfiore dei tessuti molli. • Non utilizzare il tutore in caso di presenza di malattie o lesioni della pelle nell'area del corpo interessata. • Eventuali allergie note ai materiali del dispositivo medico.	CONTRA-INDICATIES • Indien u de volgende condities heeft wordt u verzocht een arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken: jichtaanval, perifere vaatziekten of slechte bloedcirculatie, reumatische ziekten, overgevoeligheid aan druk, artrose in gewrichten, polyneuropathie of zwelling van weke delen. • Gebruik dit apparaat niet indien u huidaandoeningen heeft of verwondingen in het getroffen gebied van het lichaam. • Bekende allergieën voor materialen van medische apparatuur.	KONTRAINDIKACE • Pokud trpíte následujícími zdravotními stavy, před použitím ortézy se poraďte s lékařem: dna, periferní arteriální onemocnění nebo zhoršený krevní oběh, revmatická onemocnění, problémy s krevním tlakem, artritida základního kloubu, polyneuropatie nebo otok měkkých tkání. • Nepoužívejte tento nástroj, pokud v postižené oblasti těla trpíte kožním onemocněním nebo poraněním. • Jakékoli známé alergie na materiály zdravotnických pomůcek.	KONTRAINDIKÁCIE • Ak máte nasledujúce ťažkosti, pred použitím produktu sa poraďte s lekárom: dna, periférne arteriálne ochorenie alebo porucha krvného obehu, reumatické choroby, precitlivosť na tlak, artritída kĺbov, polyneuropatia alebo opuchy mäkkých tkanív. • Nepoužívajte toto zariadenie, ak máte kožné ochorenia alebo poranenia v postihnutej oblasti tela. • Akékoľvek známe alergie na materiály zdravotníckych pomôcok.
WARNING & PRECAUTIONS The product is intended for single patient use only. The product must be worn directly on the skin. Do not apply any lotions or ointments on the relevant part of the body while wearing the device. If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact a medical professional immediately. Note: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.	MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS Le produit est destiné à un usage unique par patient. Le produit doit être porté directement sur la peau. Ne pas appliquer de lotions ou de pommades sur la partie concernée du corps lorsque vous portez le dispositif. En cas de douleur, de gonflement, de modifications des perceptions sensorielles ou de toute autre réaction inhabituelle lors de l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin. Remarque : Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave résultant de l'utilisation de ce dispositif.	ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES El producto está previsto para su uso por un único paciente. El producto debe usarse directamente sobre la piel. No aplicar lociones ni ungüentos en la parte del cuerpo pertinente mientras se use el producto. Si sufre algún dolor, inflamación, alteración de la sensación o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, contacte con un médico inmediatamente. Nota: Póngase en contacto con el fabricante y la autoridad competente en caso de producirse un incidente grave debido al uso de este dispositivo.	WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung durch einen einzigen Patienten vorgesehen. Das Produkt muss direkt auf der Haut getragen werden. Keine Lotionen oder Salben auf den entsprechenden Teil des Körpers auftragen, solange die Produkt getragen wird. Sollten beim Verwenden dieses Produkts Schmerzen, Empfindungsänderungen oder sonstige ungewöhnliche Reaktionen auftreten, sollte umgehend ein Arzt konsultiert werden. Bitte beachten: Den Hersteller und die zuständige Behörde kontaktieren, sollte die Verwendung dieses Produkts zu einem ernsthaften Zwischenfall führen.	AVVERTENZE E PRECAUZIONI Il prodotto è destinato all'uso personale. Il prodotto deve essere indossato direttamente sulla pelle. Non applicare lozioni né unguenti sulla parte del corpo su cui si indossa il tutore. In caso di dolore, gonfiore, modifiche alla sensibilità o altre reazioni insolite durante l'utilizzo di questo prodotto, bisogna contattare immediatamente un professionista medico. Nota: contattare il produttore e l'autorità competente in caso di incidenti gravi derivanti dall'utilizzo con questo dispositivo.	WAARSCHUWING EN VOORZORGSMATREGELEN Het product is uitsluitend voor gebruik voor één enkele patiënt. Het product moet rechtstreeks op de huid worden gedragen. Geen lotion of zalf gebruiken op het betreffende deel van het lichaam wanneer de steun wordt gedragen. Indien pijn, zwelling, verandering in gewaarwording of andere ongewone reactie optreed gedurende het gebruik van dit product, moet u onmiddellijk contact opnemen met een medische deskundige. Aandacht: Contacteer producent en geschikte autoriteit ingeval een ernstig ongeval zich voordoet door het gebruik van dit apparaat.	VAROVÁNÍ Ortéz je určena k použití pouze jedním pacientem. Výrobek musí být nosena přímo na kůži. Během nošení ortézy neaplikujte na příslušnou část těla žádné krémy ani masti. Pokud během používání této ortézy pociťujete jakoukoli bolest, vznik otoku, změny v citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, obraťte se bez prodlení na svého lékaře. Poznámka: V případě vážné nehody vzniklé v důsledku používání tohoto nástroje kontaktujte výrobce a příslušný úřad.	UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Výrobok je určený iba na použitie jedným pacientom. Výrobok sa musí nosiť priamo na koži. Počas používania dlahy neaplikujte na príslušnú časť tela žiadne krémy ani masti. Ak sa pri používaní tohto výrobku vyskytne bolesť, opuch, zmeny v citlivosti alebo iné nezvyčajné reakcie, je potrebné okamžite kontaktovať lekára. Poznámka: V prípade vážnej nehody, ktorá vznikla v dôsledku používania tohto výrobku, kontaktujte výrobcu a príslušný orgán.
APPLICATION INSTRUCTIONS Apply to clean and dry skin. Secure the cushion to the second or third toe with the ring. The letters differentiate between left (L) and right ® foot.	INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE À appliquer sur une peau propre et sèche. Fixer le coussin au deuxième ou au troisième orteil avec l'anneau. La lettre L (gauche) ou R (droit) permet de distinguer le pied correspondant.	INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Aplicar sobre la piel limpia y seca. Sujetar la almohadilla al segundo o tercer dedo del pie mediante el anillo. Las letras indican cuál es para el pie izquierdo (L) y cuál para el derecho ®.	ANWENDUNGSANWEISUNG Auf saubere und trockene Haut auftragen. Das Kissen am zweiten oder dritten Zeh mit dem Ring fixieren. Die Buchstaben zeigen welches Produkt für Links (L) und welches für rechts ® ist.	ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE Applicare sulla pelle pulita e asciutta. Fissare il cuscinetto al secondo o al terzo dito con l'anello. Le lettere differenziano il piede sinistro (L) dal destro ®.	WAARSCHUWING EN VOORZORGSMATREGELEN Het product is uitsluitend voor gebruik voor één enkele patiënt. Het product moet rechtstreeks op de huid worden gedragen. Geen lotion of zalf gebruiken op het betreffende deel van het lichaam wanneer de steun wordt gedragen. Indien pijn, zwelling, verandering in gewaarwording of andere ongewone reactie optreed gedurende het gebruik van dit product, moet u onmiddellijk contact opnemen met een medische deskundige. Aandacht: Contacteer producent en geschikte autoriteit ingeval een ernstig ongeval zich voordoet door het gebruik van dit apparaat.	POKYNY K POUŽITÍ Aplikujte na čistou a suchou pokožku. Upevněte polštářek k druhému či třetímu prstu na noze pomocí kroužku. Písmena rozlišují mezi levou (L) a pravou ® nohou.	POKYNY NA POUŽÍVANIE Aplikujte na čistú a suchú pokožku. Upevníte polštáček k druhému alebo tretiemu prstu s pomocou krúžku. Písmena rozlišujú medzi ľavou (L) a pravú ® nohu.
CLEANING INSTRUCTIONS Hand wash in warm water with mild detergent. Do not bleach. Rinse thoroughly. Air dry. Do not machine dry. Do not dry clean. Do not rub. Powder if necessary.	INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE Laver à la main dans de l'eau tiède avec un détergent doux. Ne pas utiliser de Javel. Rincer soigneusement. Sécher à l'air libre. Ne pas placer au séchoir. Ne pas laver à sec. Ne pas frotter. Talquer si nécessaire.	INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Lavar a mano con agua tibia y un detergente suave. No utilizar lejía. Aclarar abundantemente. Secar al aire libre. No secar a máquina. No lavar en seco. No frotar al lavar. Aplicar talco si es necesario.	REINIGUNGSHINWEISE In warmem Wasser mit einem milden Waschmittel waschen. Hand waschen. Nicht bleichen. Gründlich spülen. Lufttrocknen. Nicht maschinentrocknen. Von chemischer Reinigung absehen. Nicht reiben. Fall nötig, pudern.	ISTRUZIONI PER LA PULIZIA Lavare a mano in acqua calda con detergente delicato. Non candeggiare. Sciacquare bene. Asciugare all'aria. Non asciugare in asciugatrice. Non lavare a secco. Non sfregare. Spolverare se necessario.	SCHOONMAAKINSTRUCTIES Met de hand wassen in warm water met een mild reinigingsmiddel. Geen bleekmiddel gebruiken. Goed afspelen. Aan de lucht laten drogen. Niet geschikt voor de droger. Niet geschikt voor de stomerij. Niet wrijven. Indien nodig poeder gebruiken.	POKYNY K ČISTĚNÍ Mýjte ručně v teplé vodě s jemným mycím prostředkem. Nepoužívejte bělidla. Důkladně vymáchejte. Nechejte uschnout na vzduchu. Nepoužívejte sušičku. Nečistěte chemickými prostředky. Neřete. V případě potřeby posypejte pudrem.	POKYNY NA ČISTENIE Mýjte ručne v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Nebielte. Dôkladne opláchnite. Vysušte na vzduchu. Nesušte v sušičke. Nečistite na sucho. Neřete. V prípade potreby použite prášok.
COMPOSITION SEBS (Styrene-ethylene-butylene-styrene), talcum powder, natural aroma of menthol	COMPOSITION SEBS (styrène-éthylène-butylène-styrène), poudre de talc, arôme naturel de menthe	COMPOSICIÓN SEBS (Estireno-etileno-butileno-estireno), polvo de Talco, aroma de mentol natural	ZUSAMMENSETZUNG Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol, Talkum Puder, Natürliches Menthol-Aroma	COMPOSIZIONE SEBS (Stirene-etilene-butilene-stirene), polvere di talco, aroma naturale al mentolo	SAMENSTELLING SEBS (Styreen-ethyleen-butylene-styreen), talkpoeder, natuurlijk aroma van menthol	SLOŽENÍ SEBS (styren-ethylen-butylen-styren), mastkový prášek, přírodní mentolové aroma	ZLOŽENIE SEBS (styrén-etýlén-butylén-styrén), mastencový prášok, prírodná mentolová aróma
 NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX	 NON FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL	 NO SE HA EMPLEADO LÁTEX DE CAUCHO NATURAL EN SU FABRICACIÓN	 NICHT MIT NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT	 NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE	 NIET GEMAAKT MET NATUURRUBBERLATEX	 VYROBENO BEZ PŘÍRODNÍHO GUMOVÉHO LATEXU	 VÝROBOK NIE JE VYROBENÝ Z PŘÍRODNÉHO LATEXU
WARRANTY DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale. To the extent the terms of this warranty are inconsistent with local regulations, the provisions of such local regulations will apply.	GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente. Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions de ces réglementations locales s'appliqueront.	GARANTÍA DJO, LLC reparará o reemplazará toda o parte de la unidad y sus accesorios por defectos en los materiales o la mano de obra durante un periodo de seis meses a partir de la fecha de venta. De existir alguna incompatibilidad entre los términos de esta garantía y las normativas locales, regirán las disposiciones de dichas normativas locales.	GARANTIA DJO, LLC repariert oder ersetzt alle oder Teile des Produktes oder eines Teils des Produktes und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum. Falls und insoweit die Bedingungen dieser Gewährleistung nicht den örtlichen Bestimmungen entsprechen, gelten die Vorschriften dieser örtlichen Bestimmungen.	GARANZIA DJO, LLC riparerà o sostituirà il tutore o parti di esso e i suoi accessori in caso di difetti nei materiali o nella manifattura, per un periodo di sei mesi dalla data di vendita. Per quanto concerne i termini di questa garanzia che non sono in linea con i regolamenti locali, si applica quanto previsto da tali regolamenti locali.	GARANTIE DJO, LLC zal het apparaat en zijn accessoires geheel of gedeeltelijk repareren of vervangen voor materiaal- of fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden vanaf de verkoopdatum. Voor zover de voorwaarden van deze garantie niet in overeenstemming zijn met de plaatselijke voorschriften, zijn de bepalingen van deze plaatselijke voorschriften van toepassing.	ZÁRUKA Společnost DJO, LLC opraví nebo vymění celý výrobek nebo jeho část a příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování ve lhůtě šesti měsíců od data prodeje. Pokud podmínky této záruky nejsou v souladu s místními předpisy, použijí se ustanovení těchto místních předpisů.	V rámci ZÁRUKY vám spoločnosť DJO, LLC opraví alebo vymení celý výrobok alebo jeho časť a príslušenstvo v prípade vady materiálu alebo vyhotovenia do šiestich mesiacov od dátumu predaja. Pokiaľ podmienky tejto záruky nie sú v súlade s miestnymi predpismi, uplatňujú sa ustanovenia miestnych predpisov.

