**ENGLISH**

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE: The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable of performing the directions, warnings and cautions in the information for use.

INTENDED USE/INDICATIONS: Postoperative rotator cuff repairs, Postoperative Bankart procedures, Capsular shifts, Glenohumeral, dislocation/subluxation, Soft tissue strains/repairs

CONTRAINdications: None.

WARNINGS AND CAUTIONS:

- If you experience any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult your medical professional immediately.
- Never wear the support over an open wound.
- Do not use this device if it was damaged and/or packaging has been opened.
- If you have skin disorders/injuries in the relevant part of the body, the product should be fitted and worn only after consultation with a medical professional.

APPLICATION INFORMATION:

1. Detach shoulder strap buckles and open front panel. Position elbow in the sling as far back as possible.
2. Place shoulder strap over the opposite shoulder. Connect shoulder strap to the sling using the quick release buckles. For exercise and rehab detach the outside quick release buckle to increase the range of motion.
3. Secure strap at the top of the sling. If the thumb strap is desired, attach strap at the front of the sling.
4. Place pillow at the waistline of the affected side. Attach the sling to the outside of the pillow, along the hook and loop strips. Buckle the waist strap to the pillow and adjust the strap to fit. Position the arm for desired internal or external rotation by sliding the pillow forward or back along the waistline.

CLEANING INSTRUCTIONS: Hand wash in cold water using mild soap, rinse thoroughly. AIR DRY. **NOTE:** If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material.

The waist and shoulder strap may be trimmed by removing the Y-tab (Utrasing II/III only).

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale. To the extent the terms of this warranty are inconsistent with local regulations, the provisions of such local regulations will apply.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY

Las correas del hombro y de la cintura pueden recortarse retirando la orejeta en "Y" (sólo con el cabestrillo Utrasing II/III).

GARANTÍA: DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta. Si los términos de esta garantía son incompatibles con la normativa local, se aplicarán las disposiciones de la normativa local.

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE PRODUCTO.

PERFIL DEL USUARIO OBJETIVO: El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente o el cuidador del paciente. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

USO INDICADO/INDICACIONES: Postoperatorio de reparaciones del rotador del hombro, Postoperatorio de procedimientos de Bankart, Desplazamientos capsulares, Luxación/Subluxación glenohumeral, Distensiones/reparaciones de tejidos blandos.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Si experimenta dolores, hinchazón, cambios de sensibilidad o cualquier reacción fuera de lo común mientras utiliza este producto, consulte de inmediato con un profesional médico.
- Nunca lleve la sujeción sobre una herida abierta.
- No utilice el dispositivo si está dañado o si el envase está abierto.
- Si tiene trastornos o lesiones cutáneas en la parte relevante del cuerpo, el producto debe colocarse y usarse solo después de consultar con un profesional médico.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:

1. Desprenda las hebillas de la correa del hombro y abra el panel frontal. Coloque el codo en el cabestrillo lo más atrás posible.
2. Pase la correa del hombro sobre el hombro opuesto. Utilizando las hebillas de liberación rápida, conecte la correa del hombro al cabestrillo. Para ejercicios y rehabilitación, desprenda la hebilla exterior de liberación rápida a fin de aumentar la amplitud de movimientos.
3. Fije la correa en la parte superior del cabestrillo. Si se desea colocar la correa para el pulgar, fije la correa en la parte delantera del cabestrillo.
4. Coloque la almohadilla en la línea de la cintura del lado afectado. Fije el cabestrillo al exterior de la almohadilla, alineando las tiras del velcro. Enganche la correa de la cintura a la almohadilla y ajuste la correa. Coloque el brazo para la rotación interna o externa deseada, deslizando la almohadilla hacia delante o hacia atrás por la línea de la cintura.

CLEANING INSTRUCTIONS: Hand wash in cold water using mild soap, rinse thoroughly. AIR DRY. **NOTE:** If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material.

The waist and shoulder strap may be trimmed by removing the Y-tab (Utrasing II/III only).

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale. To the extent the terms of this warranty are inconsistent with local regulations, the provisions of such local regulations will apply.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY

Las correas del hombro y de la cintura pueden recortarse retirando la orejeta en "Y" (sólo con el cabestrillo Utrasing II/III).

GARANTÍA: DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta. Si los términos de esta garantía son incompatibles con la normativa local, se aplicarán las disposiciones de la normativa local.

NUR ZUM GEBRAUCH AN EINEM EINZIGEN PATIENTEN BESTIMMT

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS EFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GE BRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

ANWENDERPROFIL: Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten oder Pflegekräfte des Patienten bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, die Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in der Gebrauchsanweisung zu lesen und zu verstehen, und körperlich in der Lage sein, diese auszuführen.

VERWENDUNGSZWECK/INDIKATIONEN: Nach Rotatorenmanschetteneingriffen, Postoperativer Bankart-Operation, Kapselverschiebung, Glenohumeraldislokation/-Subluxation, Weichteilreizung/-Reparatur.

KONTRAINDIKATIONEN: Keine.**WARN- UND VORSICHTSHINWEISE:**

- Sollten beim Gebrauch Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsänderungen oder ungewöhnliche Reaktionen auftreten, ist unverzüglich der behandelnde Arzt zu konsultieren.
- Die Bandage darf keinesfalls über einer offenen Wunde getragen werden.
- Dieses Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder die Verpackung geöffnet wurde.
- Si tiene trastornos o lesiones cutáneas en la parte relevante del cuerpo, el producto debe colocarse y usarse solo después de consultar con un profesional médico.

GE BRAUCHSANLEITUNG:

1. Desprenda las hebillas de la correa del hombro y abra el panel frontal. Coloque el codo en el cabestrillo lo más atrás posible.
2. Pase la correa del hombro sobre el hombro opuesto. Utilizando las hebillas de liberación rápida, conecte la correa del hombro al cabestrillo. Para ejercicios y rehabilitación, desprenda la hebilla exterior de liberación rápida a fin de aumentar la amplitud de movimientos.
3. Fije la correa en la parte superior del cabestrillo. Si se desea colocar la correa para el pulgar, fije la correa en la parte delantera del cabestrillo.
4. Coloque la almohadilla en la línea de la cintura del lado afectado. Fije el cabestrillo al exterior de la almohadilla, alineando las tiras del velcro. Enganche la correa de la cintura a la almohadilla y ajuste la correa. Coloque el brazo para la rotación interna o externa deseada, deslizando la almohadilla hacia delante o hacia atrás por la línea de la cintura.

CLEANING INSTRUCTIONS: Hand wash in cold water using mild soap, rinse thoroughly. AIR DRY. **NOTE:** If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material.

The waist and shoulder strap may be trimmed by removing the Y-tab (Utrasing II/III only).

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale. To the extent the terms of this warranty are inconsistent with local regulations, the provisions of such local regulations will apply.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY

Las correas del hombro y de la cintura pueden recortarse retirando la orejeta en "Y" (sólo con el cabestrillo Utrasing II/III).

GARANTIE: DJO, LLC s'engage à réparer ou remplacer toute ou une partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat. Si les conditions de cette garantie sont incompatible avec la réglementation locale, les dispositions des réglementations locales s'appliquent.

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT UNIQUEMENT

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSATZ MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEgeben WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTIVAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

ANWENDERPROFIL: Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten oder Pflegekräfte des Patienten bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, die Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in der Gebrauchsanweisung zu lesen und zu verstehen, und körperlich in der Lage sein, diese auszuführen.

VERWENDUNGSZWECK/INDIKATIONEN: Nach Rotatorenmanschetteneingriffen, Postoperativer Bankart-Operation, Kapselverschiebung, Glenohumeraldislokation/-Subluxation, Weichteilreizung/-Reparatur.

KONTRAINDIKATIONEN: Keine.**WARN- UND VORSICHTSHINWEISE:**

- Sollten beim Gebrauch Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsänderungen oder ungewöhnliche Reaktionen auftreten, ist unverzüglich der behandelnde Arzt zu konsultieren.
- Die Bandage darf keinesfalls über einer offenen Wunde getragen werden.
- Dieses Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder die Verpackung geöffnet wurde.

INFORMAZIONI SULL'APPlicAZIONE:

1. Staccare le fibbie della cinghiglia della spalla e aprire la parte anteriore. Posizionare il gomito nel supporto il più indietro possibile.
2. Posizionare la cinghiglia della spalla sulla spalla opposta. Collegare la cinghiglia della spalla sulla spalla opposta. Relier la cinghiglia della spalla alla cinghiglia della spalla opposta. Relier la cinghiglia della spalla alla cinghiglia della spalla opposta. Per gli esercizi e la riabilitazione staccare la fibbia a rilascio rapido esterna per aumentare la gamma di movimento.
3. Fissare la cinghiglia sulla cinghiglia della spalla. Se si desidera una maggiore ampiezza di movimento, staccare la fibbia a rilascio rapido interna.
4. Posizionare il cuscino sul lato posteriore del braccio. Per la riabilitazione, staccare la fibbia a rilascio rapido esterna per aumentare la gamma di movimento.

INSTRUCCIONES DE NETTOYAGE:

Laver à main dans de l'eau froide avec du savon doux, puis rincer complètement. **SECAR AO AR:** Nota: se non risciacquare completamente, o resíduo de sabão pode causar irritação e deteriorar o material.

Hinweis: Seifenrückstände können Hautirritationen und Materialverschleiß hervorrufen.

E' possibile tagliare gli strap della vita e della spalla dopo aver estratto la linguetta Y (solo per Utrasing II/III).

REINIGUNGSANWEISUNGEN: Lava a mano em água fria com sabão neutro. Mit milder Seife in kaltem Wasser von Hand waschen. Gründlich ausspülen. **SECAR AO AR:** Nota: se não for devidamente enxaguado, os resíduos de sabão podem causar irritação e deteriorar o material.

Hinweis: Seifenrückstände können Hautirritationen und Materialverschleiß hervorrufen.

De tailleband en schouderband kunnen worden ingekort door het Y-lipje te verwijderen (alleen bij Utrasing II/III).

GARANTIE: DJO, LLC s'engage à réparer ou remplacer toute ou une partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat. Si les conditions de cette garantie sont incompatible avec la réglementation locale, les dispositions des réglementations locales s'appliquent.

CONCEBIDO PARA UTILIZAÇÃO NUM ÚNICO PACIENTE

AVIS: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS EFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON Fonctionnement DU PRODUIT.

PROFIL DE L'UTILISATEUR POUR LEQUEL L'ATTELLE A ÉTÉ CONÇUE: Le produit est destiné à être utilisé par un professionnel médical autorisé, dal patiente o dal cuidador do paciente. L'utente deve poter leggere, comprendere ed essere fisicamente capace di seguire todas as instruções, advertências e precauções reportadas na informação de uso.


UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS: Réfactions postopératoires de la coiffe des rotateurs, procédures postopératoires de Bankart, déplacements capsulaires, luxation/subluxation glénohumérale, traumatisations/reparations de tissus mollets.

CONTROINDICATIONS: Nessuna.**CONTRA-INDICATIONS:** Aucune.**WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN:**


- Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u pijn, zwelling, gevoelsveranderingen of andere ongebruikelijke reacties ondervindt terwijl u dit product gebruikt.
- Draag de stof niet over een open wond.
- Gebruik dit hulpmiddel niet als het beschadigd is en/of de verpakking is geopend.
- Ne pas utiliser ce dispositif si l'élargissement est ouvert.
- Ne jamais porter l'écharpe sur une plaie ouverte.
- Ne pas utiliser ce dispositif si l'élargissement est endommagé et/ou l'emballage a été ouvert.
- Als u huidaandoeningen/-letselens in de betreffende deel van het lichaam heeft, mag het product alleen worden aangebracht en gedragen na overleg met een medisch professional de sluiting.

INFORMATIÖES SOBRE A APLICAÇÃO:


1. Maak de schouderbandjes los en vouw het voorpaneel open. Plaats de elleboog zover mogelijk naar achteren in de mitte.
2. Plaats de schouderband over de tegenoverliggende schouder. Maak de schouderband met de snelkoppelingsgespen aan de sling vast. Maak voor oefeningen en realisatie, deelt de band om de rug. Reliëer de band om de rug voor de beweging.
3. Zet de band boven aan de mitte vast. Als gebruik van de duim




1



2




3



4

ČEŠTINA

PRED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘECÍTAJTE CELÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.



URČENÝ UŽIVATELSKÝ PROFIL: Zamýšleným uživatelem je zdravotnický pracovník s licencí, pacient nebo pacientův přečitatel. Uživatel musí být schopen přečíst veškeré pokyny, varování a upozornění v návodu k použití a porozumět jím a musí být fyzicky schopen je dodržovat.



ÚČEL POUŽITÍ / INDIKACE: Pooperační korekce rotátorové manžety, pooperativní postupy související s Bankartovým defektem, posuny kloubního pouzdra, glenohumerální dislokace/subluxace, zatížení/korekce měkkých tkání.



KONTRAINDIKACE: Nejsou známé.



VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:



- Pokud při používání tohoto produktu pocítíte jakoukoliv bolest, otok, změnu citu při dotyků nebo jakékoli jiné neobvyklé reakce, obrátte se okamžitě na svého lékaře.
- Nikdy nenosete ortézu přes otevřenou ranu.
- Pokud došlo k poškození prostředku nebo otevření jeho obalu, prostejně nepoužívejte.
- Pokud se u vás vyskytnou kožní problémy či poranění na příslušné části těla, produkt nasazujte a používejte pouze po konzultaci s lékařem.



INFORMACE O APLIKACI:



1. Odpojte spony ramenního popruhu a otvorte přední část krytu. Umístěte loket do závěsného popruhu co nejdříve.
2. Umístěte ramenní popruh přes protější rameno. Připojte ramenní popruh k závěsnému popruhu pomocí spon na rychlé uvolnění. Při cvičení a rehabilitaci odpojte spony na rychlé uvolnění, aby ste zvýšili pohyb.
3. Zajistěte popruh v horní části závěsného popruhu. Pokud potřebujete palcový popruh, připojte popruh v přední části závěsného popruhu.
4. Umístěte polštářek v lini pasu na postavení straně. Připojte závěsný popruh k vnější straně polštářku podél pásků s háčkem a smyčkou. Připněte pomocí spony pásový popruh k polštářku a nastavte ho tak, aby seděl. Natočte rameno po dožadované vnitřní alebo venkovní polohě posunutím vankúšika dopředu nebo dozadu podél lini pasu.



POKONY PRO ČISTĚNÍ: Perte ručně ve studené vodě za použitím jemného mydla, důkladně opláchníte. NECHAJTE VYSUŠIŤ NA VZDUCHU. Poznámka: Ak sa pomôcky dôkladne neopláchnete zbytkové mýdlo, môže dojti k podráždeniu kůže a poškození materiálu.



Pásový a ramenní popruh lze zkrátit odstráněním poutka tvaru Y (pouze model Ultrasling II/III).



ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu celého nebo části výrobku a jeho příslušenství z důvodu vadu materiálu nebo zpracování po dobu šesti měsíců od data prodeje. V rozsahu, ve kterém se podmínky této záruky neshodují s místními předpisy, se uplatňují tyto místní předpisy.




URČENO K POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA



MÁ KUN BRUGES PÅ EN ENKELT PATIENT

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NÁSLEDUJÚCE INSTRUKCIE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOMU FUNGUVANIU.



ZAMÝŠLENÝ UŽIVATELSKÝ PROFIL: Zamýšleným uživatelem je zdravotnický pracovník s licencí, pacient nebo pacientův přečitatel. Uživatel musí být schopen přečíst veškeré pokyny, varování a upozornění v návodu k použití a porozumět jím a být fyzicky schopen je dodržovat.



ÚČEL POUŽITÍ / INDIKACE: Pooperační korekce rotátorové manžety, pooperativní postupy související s Bankartovým defektem, posuny kloubního pouzdra, glenohumerální dislokace/subluxace, zatížení/korekce měkkých tkání.



KONTRAINDIKACE: Nejsou známé.



VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Pokud při používání tohoto produktu pocítíte jakoukoliv bolest, otok, změnu citu při dotyků nebo jakékoli jiné neobvyklé reakce, obrátte se okamžitě na svého lékaře.
- Nikdy nenosete ortézu přes otevřenou ranu.
- Pokud došlo k poškození prostředku nebo otevření jeho obalu, prostejně nepoužívejte.
- Pokud se u vás vyskytnou kožní problémy či poranění na příslušné části těla, produkt nasazujte a používejte pouze po konzultaci s lékařem.



INFORMACE O APLIKACI:



1. Odpojte spony ramenního popruhu a otvorte přední část krytu. Umístěte loket do závěsného popruhu co nejdříve.
2. Umístěte ramenní popruh přes protější rameno. Připojte ramenní popruh k závěsnému popruhu pomocí spon na rychlé uvolnění. Při cvičení a rehabilitaci odpojte spony na rychlé uvolnění, aby ste zvýšili pohyb.
3. Zajistěte popruh v horní části závěsného popruhu. Pokud potřebujete palcový popruh, připojte popruh v přední části závěsného popruhu.
4. Umístěte polštářek v lini pasu na postavení straně. Připojte závěsný popruh k vnější straně polštářku podél pásků s háčkem a smyčkou. Připněte pomocí spony pásový popruh k polštářku a nastavte ho tak, aby seděl. Natočte rameno po dožadované vnitřní alebo venkovní polohě posunutím vankúšika dopředu nebo dozadu podél lini pasu.



POKONY PRO ČISTĚNÍ: Perte ručně ve studené vodě za použitím jemného mydla, důkladně opláchníte. NECHAJTE VYSUŠIŤ NA VZDUCHU. Poznámka: Ak sa pomôcky dôkladne neopláchnete zbytkové mýdlo, môže dojti k podráždeniu kůže a poškození materiálu.



Pásový a ramenní popruh lze zkrátit odstráněním poutka tvaru Y (pouze model Ultrasling II/III).



ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu celého nebo části výrobku a jeho příslušenství z důvodu vadu materiálu nebo zpracování po dobu šesti měsíců od data prodeje. V rozsahu, ve kterém se podmínky této záruky neshodují s místními předpisy, se uplatňují tyto místní předpisy.




URČENO K POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA



MÁ KUN BRUGES PÅ EN ENKELT PATIENT

DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.



ZAMÝŠLENÝ UŽIVATELSKÝ PROFIL: Zamýšleným uživatelem je zdravotnický pracovník s licencí, pacient nebo pacientův přečitatel. Uživatel musí být schopen přečíst veškeré pokyny, varování a upozornění v návodu k použití a porozumět jím a být fyzicky schopen je dodržovat.



ÚČEL POUŽITÍ / INDIKACE: Pooperační korekce rotátorové manžety, pooperativní postupy související s Bankartovým defektem, posuny kloubního pouzdra, glenohumerální dislokace/subluxace, zatížení/korekce měkkých tkání.



KONTRAINDIKACE: Nejsou známé.



VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Pokud při používání tohoto produktu pocítíte jakoukoliv bolest, otok, změnu citu při dotyků nebo jakékoli jiné neobvyklé reakce, obrátte se okamžitě na svého lékaře.
- Nikdy nenosete ortézu přes otevřenou ranu.
- Pokud došlo k poškození prostředku nebo otevření jeho obalu, prostejně nepoužívejte.
- Pokud se u vás vyskytnou kožní problémy či poranění na příslušné části těla, produkt nasazujte a používejte pouze po konzultaci s lékařem.



INFORMACE O APLIKACI:



1. Odpojte spony ramenního popruhu a otvorte přední část krytu. Umístěte loket do závěsného popruhu co nejdříve.
2. Umístěte ramenní popruh přes protější rameno. Připojte ramenní popruh k závěsnému popruhu pomocí spon na rychlé uvolnění. Při cvičení a rehabilitaci odpojte spony na rychlé uvolnění, aby ste zvýšili pohyb.
3. Zajistěte popruh v horní části závěsného popruhu. Pokud potřebujete palcový popruh, připojte popruh v přední části závěsného popruhu.
4. Umístěte polštářek v lini pasu na postavení straně. Připojte závěsný popruh k vnější straně polštářku podél pásků s háčkem a smyčkou. Připněte pomocí spony pásový popruh k polštářku a nastavte ho tak, aby seděl. Natočte rameno po dožadované vnitřní alebo venkovní polohě posunutím vankúšika dopředu nebo dozadu podél lini pasu.



POKONY PRO ČISTĚNÍ: Perte ručně ve studené vodě za použitím jemného mydla, důkladně opláchníte. NECHAJTE VYSUŠIŤ NA VZDUCHU. Poznámka: Ak sa pomôcky dôkladne neopláchnete zbytkové mýdlo, môže dojti k podráždeniu kůže a poškození materiálu.



Pásový a ramenní popruh lze zkrátit odstráněním poutka tvaru Y (pouze model Ultrasling II/III).



ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu celého nebo části výrobku a jeho příslušenství z důvodu vadu materiálu nebo zpracování po dobu šesti měsíců od data prodeje. V rozsahu, ve kterém se podmínky této záruky neshodují s místními předpisy, se uplatňují tyto místní předpisy.



URČENO K POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA



MÁ KUN BRUGES PÅ EN ENKELT PATIENT

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT ANVÄDELSE ÄR VIGTIG FÖR, ATT PRODUKTEN FUNGERER KORREKT.



ZAMÝŠLENÝ UŽIVATELSKÝ PROFIL: Zamýšleným uživatelem är en yrkesmedicinsk personal med tillstånd att läsa och förstå svenska instruktioner. Brugaren ska kunna lä